


**Für die schnelle und  
kostengünstige Herstellung von  
analytischen und präparativen  
Schichten  
Für Schichtdicken von 100 -  
2000 µm  
Für TLC-Platten bis zu  
200x200mm**



Dies ist ein praktisches, platzsparendes Leichtmetallgestell für 10 TLC-Platten mit den Formaten 200 x 200, 200 x 100 und 200 x 50 mm. Nach dem Vorwaschen werden die TLC-Platten in das waagrecht stehende Trockengestell geschoben. Die TLC-Platten werden in vertikaler Ausrichtung getrocknet, so dass die Feuchtigkeit leicht nach oben entweichen kann.

Der Plattenhalter lässt sich problemlos in handelsüblichen Trocknern platzieren, um die Platten vor Umwelteinflüssen zu schützen.

Eine Wasserwaage sorgt dafür, dass das Gerät perfekt waagrecht steht (einstellbar mit den Schraubfüßen).

#### REFERENZEN ZUR BESTELLUNG

BS120.180: Trocknungsgestell für TLC-Platten

#### TECHNISCHE DATEN

Material: Verchromtes Messing

Tankvolumen: ca. 140ml

Durchflussmenge: 400 m<sup>3</sup>/h

Abmessungen: 1135 mm x 220 mm x 65 mm

Gewicht: 1,9 kg