

Niebla de pulverización extremadamente fina
Atomización fina con sólo pulsar un botón
Para líquidos hasta la viscosidad de aceites ligeros
Recipiente sellable de 50 ml para reactivo de pulverización fabricado en vidrio transparente (disponible en vidrio marrón)
Con pilas y estación de carga rápida para uso permanente, perfecto como recipiente de almacenamiento



El SGE1 funciona con una bomba integrada, silenciosa y eficaz. Se genera una niebla de pulverización ultrafina con un volumen independiente de la carga del aparato. Los líquidos con viscosidades de hasta aceites ligeros se atomizan simplemente pulsando un botón. El diámetro de gota es de 5 a 10 μm . El recipiente estándar para los reactivos de pulverización es de vidrio de borosilicato y tiene una capacidad de 50 ml. Se enrosca en el cabezal de pulverización de PTFE y puede sustituirse en cuestión de segundos. Los recipientes también están disponibles en versión opaca. La extracción y limpieza de la boquilla pulverizadora es muy sencilla gracias a la herramienta suministrada con el aparato. El diseño práctico y moderno del pulverizador SGE1 se ha desarrollado teniendo en cuenta principios ergonómicos.



Perfecto para utilizar con el Spray Box Bionis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: PVC
Material boquilla de pulverización: PTFE de alta calidad
Dimensiones: 220x100x210mm
Peso: 0,850 Kg
Peso con soporte de carga : 1,800 Kg
Alimentación : 230V/12V - 50Hz
Tiempo de recarga : aprox. 1h